


**Méthode d'extraction de l'A.D.N.**



Tout d'abord, prendre un oignon, l'éplucher et le couper en petits morceaux. Puis le broyer pour faire éclater les cellules qui contiennent l'A.D.N.



Ensuite, on y ajoute une pincée de gros sel afin de faciliter le broyage des cellules.



On met l'oignon dans une compresse de gaze pour filtrer le jus.



On verse le jus dans un tube à essai et on y ajoute 4 mL d'alcool.



On voit des filaments qui se forment, pour les récupérer on a tourné avec une baguette de verre.

**Aylin CANAVAR**